

Fiche de jugement canari couleur (modèles 2014)

Conformément aux décisions du Groupe de travail de la CNJF chargé d'étudier et de mettre en place une fiche de jugement adaptée aux besoins des éleveurs, et de répondre aux objectifs de compatibilité avec les directives de la COM, et de standardisation avec les autres pays européens,

Nous proposons aux organisateurs le choix parmi **deux modèles labellisés CNJF** utilisables dès 2014.

Les deux modèles proposés sont basés sur les deux principes préconisés par le Groupe de travail :

- L'utilisation de la grille de dénomination des couleurs dénommée (improprement) « Clé COM »
- L'utilisation de la grille de pointage et de l'échelle de notation des fiches COM

Ces deux modèles de fiches sont basés sur ces deux préconisations qui sont non modifiables.

Le modèle A

Il utilise des grilles pré-remplies, permettant au juge et à l'éleveur d'avoir un repère (la colonne centrale) basée sur un total de 90 points.

Cette fiche de jugement modèle A peut être utilisée de deux façons :

1 Utilisation traditionnelle (comme une fiche COM)

Ecrire dans la colonne centrale les points réellement attribués (par dessus les chiffres pré-inscrits en bleu). Les points de la grille donnent à l'éleveur un repère par rapport aux qualités et défauts de l'oiseau.

Ensuite le juge fait le total.

2 Autre mode d'utilisation :

Entourer les points dans les colonnes.

La colonne centrale donne un repère : le total fait 90 points. Avec ce repère, le total est plus rapide, en soustrayant ou en additionnant les points rapportés à la colonne centrale.

Ensuite le juge fait le total.

3 La colonne de gauche indique la note maximale possible en application du standard.

Toutefois, pour certaines rubriques toutes les possibilités de pointage ne figurent pas dans les grilles. Il est de la responsabilité du juge de noter les oiseaux en inscrivant éventuellement des notes non présentes sur la grille préétablie.

4 Utilisation du critère « Pénalisant » (valable en modèle A et en modèle B)

Si une rubrique nécessite l'utilisation du système pénalisant

- Inscrire « P » dans la colonne centrale pour cette rubrique et marquer « NP » dans la zone « Total »
- Juger les autres rubriques normalement

Le modèle B

Le modèle B est le modèle traditionnel COM utilisé au Mondial, avec la grille de pointage à remplir intégralement par le juge (pointages et total).

Très important :

Le cœur de ces 2 fiches (tableau de dénomination et grille de pointage) n'est PAS MODIFIABLE, sauf accord de la CNJF.

Pour les Clubs qui souhaitent accrocher les fiches sur les cages d'exposition, le format peut bien entendu être adapté

Les logos de la CNJF et de l'UOF sont obligatoires.



Canari couleur

Fiche de jugement


(modèle A - validé 2014 par CNJF)




Série	Mélanine	Numéro de Cage	
	Classique		
Noir	Pastel		
Brun	Ailes Grises		
Agate	Opale		

	Phaéo	Lipochrome	Catégorie	Autre
Isabelle	Satiné	Jaune	Intensif	Albino
	Topaze	Rouge	Schimmel	Lutino
	Eumo	Blanc Dominant	Mosaïque	Rubino
	Onyx	Blanc Récessif		
	Cobalt	Jaune Ivoire	-Mâle	Ailes Blanches
	Jaspe SD	Rouge Ivoire	-Femelle	Urucum


Canaris lipochromes apigmentés = Blanc																				
	A					B					C					D				
Lipochrome	52	51	50	49	48	52	51	50	49	48	52	51	50	49	48	52	51	50	49	48
Plumage	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11
Taille & forme	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11
Maintien	10		9		8	10		9		8	10		9		8	10		9		8
Condition & B E	5		5	4	3	5		5	4	3	5		5	4	3	5		5	4	3
TOTAL																				




Canaris lipochromes pigmentés = Fond jaune ou rouge																				
	A					B					C					D				
Catégorie	29	28	27	26	25	29	28	27	26	25	29	28	27	26	25	29	28	27	26	25
Lipochrome	24	23	22	21	20	24	23	22	21	20	24	23	22	21	20	24	23	22	21	20
Plumage	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11
Taille & forme	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11
Maintien	10		9		8	10		9		8	10		9		8	10		9		8
Condition & B E	5		5	4	3	5		5	4	3	5		5	4	3	5		5	4	3
TOTAL																				



Canaris mélanines apigmentés = Mélanines à fond blanc																				
	A					B					C					D				
Type	29	28	27	26	25	29	28	27	26	25	29	28	27	26	25	29	28	27	26	25
Lipochrome	24		23	22	21	24		23	22	21	24		23	22	21	24		23	22	21
Plumage	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11
Taille & forme	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11
Maintien	10		9		8	10		9		8	10		9		8	10		9		8
Condition & B E	5		5	4	3	5		5	4	3	5		5	4	3	5		5	4	3
TOTAL																				



Canaris mélanines pigmentés = Mélanines à fond jaune ou rouge																				
	A					B					C					D				
Type	29	28	27	26	25	29	28	27	26	25	29	28	27	26	25	29	28	27	26	25
Catégorie	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11
Lipochrome	10		9	8	7	10		9	8	7	10		9	8	7	10		9	8	7
Plumage	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11
Taille & forme	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11	14		13	12	11
Maintien	10		9		8	10		9		8	10		9		8	10		9		8
Condition & B E	5		5	4	3	5		5	4	3	5		5	4	3	5		5	4	3
TOTAL																				



Observations

Total points
Harmonie
Total stam

Classement

Le Juge



Canari couleur

Fiche de jugement

(modèle B - validé 2014 par CNJF)




--	--

Série	Mélanine	Lipochrome	Catégorie	Autre	Canari Lipochrome apigmenté	Canari Lipochrome pigmenté	Canari Mélanine apigmenté	Canari Mélanine pigmenté	NUMEROS DE CAGES					
	Classique	Jaune	Intensif	Albino					A	B	C	D		
Noir	Pastel	Rouge	Schimmel	Lutino										
Brun	Ailes Grises	Blanc Dominant	Mosaïque	Rubino										
Agate	Opale	Blanc Récessif		Ailes Blanches										
Isabelle	Phaéo	Jaune ivoire	-Mâle	Urucum										
	Satiné	Rouge ivoire	-Femelle											
	Topaze													
	Eumo													
	Onyx													
	Cobalt													
	Jaspe SD													

Type	--	--	30	30				
Catégorie	--	30	--	15				
Lipochrome	55	25	25	10				
Plumage	15	15	15	15				
Forme et taille	15	15	15	15				
Maintien	10	10	10	10				
Condition et Bien-être	5	5	5	5				

Total				
Total points				
Harmonie				
Total du stam				

Observations



Le juge

--	--